

Sodium urinaire	
Prélèvement	<ul style="list-style-type: none"> Echantillon des premières urines du matin Urines de 24 h
Echantillon	<ul style="list-style-type: none"> Urines sans conservateur <p>Pour les recueils de 24 h, conserver les échantillons au frais tout au long du recueil.</p>
Choix Tube	<ul style="list-style-type: none"> Flacon stérile Flacon pour recueil d'urines de 24 h
Quantité minimale	<ul style="list-style-type: none"> 1 ml Peut être associé aux autres examens de biochimie urinaire.
Préparation du patient	Aucune préparation spéciale, aucun jeûne requis
Valeurs usuelles	<ul style="list-style-type: none"> Urines de 24 h <p>Homme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 à 10 ans 41 à 115 Meq/24h 10 à 14 ans 63 à 177 Meq/24h Adulte 40 à 220 Meq/24h <p>Femme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 à 10 ans 20 à 69 Meq/24h 10 à 14 ans 48 à 168 Meq/24h Adulte 40 à 220 Meq/24h <p><i>(Sources : Fiche technique)</i></p>
Automate	Architect ci 4100 (Abbott)