

Recueil des urines après pose d'un sac collecteur

Intérêt

L'examen cyto bactériologique des urines est un examen simple permettant notamment de reconnaître les infections urinaires et de déterminer le germe en cause. Cette analyse ne nécessite pas obligatoirement le recueil des urines du matin.

Par contre, recueillir les urines avant de débuter toute antibiothérapie.

Préconisations pour le prélèvement

- ✓ Se laver les mains.
- ✓ Allonger le bébé sur dos.
- ✓ Nettoyer soigneusement la peau à l'aide de dakin ou de savon.
- ✓ Détacher et jeter la découpe centrale de la poche et retirer le revêtement qui protège l'adhésif.
- ✓ Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.
- ✓ Ne pas dépasser 60 minutes de pose du sac collecteur. Si après ce délai l'enfant n'a pas uriné, remettre une poche neuve en respectant les préconisations inscrites plus haut.
- ✓ Faire boire le bébé si nécessaire
- ✓ Pour enlever la poche soulever un coin et détacher délicatement.
- ✓ Pour assurer l'étanchéité, coller l'adhésif face contre face, renforcer éventuellement avec un sparadrap
- ✓ Éviter le transfert de l'urine dans un autre flacon. Mettre directement la poche refermée dans le pot à coproculture fourni
- ✓ Identifier le pot avec le nom, prénom de l'enfant et ne pas oublier de noter l'heure de recueil.
- ✓ Apporter l'échantillon au laboratoire le plus rapidement possible.



Température
ambiante

Entre 2-8°C



2H

Dans les 12
heures