

Acide Urique urinaire (Uraturie)	
Prélèvement	<ul style="list-style-type: none"> • Echantillon des premières urines du matin • Urines de 24 h
Echantillon	<ul style="list-style-type: none"> • Urines sans conservateur • Pour les recueils de 24 h, NE PAS REFRIGERER
Choix Tube	<ul style="list-style-type: none"> • Flacon stérile • Flacon pour recueil d'urines de 24 h
Quantité minimale	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ml • Peut être associé aux autres examens de biochimie urinaire.
Préparation du patient	Aucune préparation spéciale, aucun jeûne requis.
Valeurs usuelles	<ul style="list-style-type: none"> • Sans apport : < 420 mg/24h < 2.48 mmol/24h • Apport moyen 250 à 750 mg/24h 1.48 à 4.43 mmol/24h • Apport élevé < 1000 mg/24h < 5.90 mmol/24h <p><i>(Sources : Fiche technique)</i></p>
Automate	Architect ci 4100 (Abbott)