

Calcium Urinaire

Prélèvement	<ul style="list-style-type: none"> Echantillon des premières urines du matin Urines de 24 h
Echantillon	<ul style="list-style-type: none"> Pour les recueils de 24 h, conserver les échantillons au frais tout au long du recueil. Les urines seront acidifiées au laboratoire pour le dosage
Choix Tube	<ul style="list-style-type: none"> Flacon stérile Flacon pour recueil d'urines de 24 h
Quantité minimale	<ul style="list-style-type: none"> 1 ml Peut être associé aux autres examens de biochimie urinaire.
Préparation du patient	Aucune préparation spéciale, aucun jeûne requis
Valeurs usuelles	<p>Sans Apport en calcium : 5 à 40 mg/24h 0.13 à 1.00 mmol/24 h</p> <p>Apport faible à moyen en calcium : 50 à 150 mg/24h 1.25 à 3.75 mmol/24 h</p> <p>Apport moyen en calcium : 100 à 300 mg/24h 2.50 à 7.50 mmol/24 h</p> <p><i>(Sources : Fiche technique)</i></p>
Automate	Architect ci 4100 (Abbott)