

Epreuves Glycémiques cas général: HGPO - Cycle glycémiques

Prélèvement	Sang veineux
Echantillon	Plasma
Choix tubes	<ul style="list-style-type: none"> • Tube Fluorure de sodium <p>HGPO 75g 3 heures (cas général) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 prises de sang : glycémie à jeûne – glycémie à 1h –glycémie à 2h – glycémie à 3h • HGPO 100g 3 heures (cas particulier) : • 7 prises de sang • A adapter à la prescription <p>Glycémie après charge : se conformer à la prescription</p> <p>Cycle glycémique : se conformer à la prescription</p>
Quantité minimale	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ml
Préparation du patient	<ul style="list-style-type: none"> • A jeûne • Ingestion de 75 de glucose - se conformer à la prescription
Indications	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostic et suivi des diabètes de type 1 & 2 • Exploration des hypoglycémies (cycles glycémiques +/- Insulinémie +/- test de QUICKI)
Automate	Architect ci 4100 (Abbott)