

<b>HEMOGRAMME AVEC NUMERATION PLAQUETTAIRE</b>	
<b>Prélèvement</b>	Sang veineux
<b>Echantillon</b>	Sang total EDTA
<b>Choix des tubes</b>	1 Tube EDTA (Violet) – Impératif
<b>Préparation du patient</b>	Aucune préparation spéciale, aucun jeûne requis.
<b>Indications</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluation quantitative et qualitative des éléments présents dans le sang périphérique.</li><li>• Orientation diagnostique vers certaines hémopathies.</li></ul>
<b>Automate</b>	XT- 4000i (SYSMEX) <ul style="list-style-type: none"><li>• Analyse au microscope optique d'un frottis coloré si nécessaire</li></ul>