

Urée urinaire

Prélèvement	<ul style="list-style-type: none"> • Echantillon des premières urines du matin • Urines de 24 h
Echantillon	<ul style="list-style-type: none"> • Urines sans conservateur <p>Pour les recueils de 24 h, conserver les échantillons au frais tout au long du recueil.</p>
Choix Tube	<ul style="list-style-type: none"> • Flacon stérile • Flacon pour recueil d'urines de 24 h
Quantité minimale	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ml • Peut être associé aux autres examens de biochimie urinaire.
Préparation du patient	Aucune préparation spéciale, aucun jeûne requis.
Valeurs usuelles	<ul style="list-style-type: none"> • Urines de 24 h 25.7 à 42.8 g/24h 428 à 714 mmol/24h <p style="text-align: center;"><i>(Sources : Fiche technique)</i></p>
Automate	Architectci 4100 (Abbott)