

Recueil d'urines pour un Compte d'Addis Hématies - Leucocytes par minute (HLM)

—> Intérêt

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures.

-) Préconisations pour le prélèvement

- ✓ **3 heures avant le lever habituel :**
 - Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
 - Boire un grand verre d'eau (environ 25cl).
 - Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire.
 - Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

- ✓ **3 heures après (le plus exactement possible):**
 - Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.
 - Noter l'heure sur le flacon.



Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon afin de pouvoir mesurer le volume.

- ✓ **Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.**

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans la journée.

